



FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	1/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------

IDENTIFICACION

CODIGO	NOMBRE
HLIMDES	LIMPIADOR DESINFECTANTE EXCELL

:SPECIFICACIONES TECNICAS

N°	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	METODO
1	Inspección visual	Ninguna	Líquido incoloro, transparente cristalino	ITLAB002
2	Aroma	Ninguna	Paradise	ITLAB002
3	pH a 20°C	Ninguna	6,0 – 8,0	ITLAB003
4	Índice de Refracción	°Brix	1,5 – 2,5	ITLAB007
5	Densidad a 20 °C	g/mL	0,95 – 1,01	ITLAB010
6	% Amonio Cuaternario	%	0,045 – 0,055	ITLAB009

DESCRIPCION

FORMATO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	2/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------

Foto				
Formato del Producto	LIMPIADOR DESINFECTANTE 12X500CC	LIMPIADOR DESINFECTANTE 12X900CC	Limpiador Desinfectante Doypack	Limpiador Desinfectante Bidon 2x5000cc

Código producto terminado	104301031106	104301050206	104303031106	104302110201
N° Código de Barra, EAN13	7805020002415	7805020002446	7805020002477	7805020002460
Marca	Excell	Excell	Excell	Excell
Tiempo de vida útil	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años

ETIQUETA	FORMATO
----------	---------

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	4/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------

	 <p>Excel Limpador Desinfectante con Amonio Cuaternario 500cc: Limpador Desinfectante con Amonio Cuaternario Excel, está pensado en la rápida acción, limpieza, aromática y desinfecta eliminando el 99,9% de los gérmenes, virus, bacterias y hongos, presentes en todas las superficies de tu hogar. Modo de uso: Para limpiar y desinfectar superficies aplique directamente el producto (sin diluir), con un paño y deje secar por 5 a 10 minutos. Precauciones: mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Para superficies en contacto con alimentos, enjuagar antes de usar. No ingerir. Usar guantes para su aplicación. Mantener a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Si existe contacto ocular: lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental beber abundante agua evitando provocar vómitos. En caso de pensión de irritación llamar al CEIUC +56226333800 Centro de información toxicológica. Atención las 24 hrs. los 365 días del año. Composición: Principio Activo: Cloruro de Benzalcóno 0,05% (CAS 61788-90-7) Otros componentes: Agua desionizada, Alcohol Isopropílico, Tensioactivos No iónicos y aroma. Grupo Químico: Ammonio Cuaternarios. Cuid. No. Reg. 500cc Regist. Nº D-710716 Fabricado y distribuido por: Ambientes Limpios S.A., Av. La Chirca 1000, San Bernardo, Santiago, Chile. Visítanos en: www.excellchile.cl Servicio al Cliente: servicioalcliente@excell.cl +569 6159 4318</p>	 <p>Excel LIMPIADOR DESINFECTANTE Limpador Desinfectante con Amonio Cuaternario 900cc: Limpador desinfectante Excel, está pensado en la rápida acción, limpieza, aromática y desinfecta eliminando el 99,9% de los gérmenes (virus, bacterias y hongos), presentes en todas las superficies de tu hogar. Modo de uso: Usar guantes para su aplicación. Para limpiar y desinfectar superficies aplique directamente el producto (sin diluir), con un paño y deje secar por 5 a 10 minutos. Precauciones: mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Para superficies en contacto con alimentos, enjuagar antes de usar. No ingerir. Usar guantes para su aplicación. Mantener a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Si existe contacto ocular: lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental beber abundante agua evitando provocar vómitos. En caso de pensión de irritación llamar al CEIUC +56226333800 Centro de información toxicológica. Atención las 24 hrs. los 365 días del año. Composición: Principio Activo: Cloruro de Benzalcóno 0,05% (CAS 61788-90-7) Otros componentes: Agua desionizada, Alcohol Isopropílico, Tensioactivos No iónicos y aroma. Grupo Químico: Ammonio Cuaternarios. Cuid. No. Reg. 900cc Regist. Nº D-710716 Fabricado y distribuido por: Ambientes Limpios S.A., Av. La Chirca 1000, San Bernardo, Santiago, Chile. Visítanos en: www.excellchile.cl Servicio al Cliente: servicioalcliente@excell.cl +569 6159 4318</p>	 <p>Excel Limpador Desinfectante con Amonio Cuaternario 500cc: Limpador desinfectante Excel, está pensado en la rápida acción, limpieza, aromática y desinfecta eliminando el 99,9% de los gérmenes (virus, bacterias y hongos), presentes en todas las superficies de tu hogar. Modo de uso: Usar guantes para su aplicación. Para limpiar y desinfectar superficies aplique directamente el producto (sin diluir), con un paño y deje secar por 5 a 10 minutos. Precauciones: mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Para superficies en contacto con alimentos, enjuagar antes de usar. No ingerir. Usar guantes para su aplicación. Mantener a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Si existe contacto ocular: lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental beber abundante agua evitando provocar vómitos. En caso de pensión de irritación llamar al CEIUC +56226333800 Centro de información toxicológica. Atención las 24 hrs. los 365 días del año. Composición: Principio Activo: Cloruro de Benzalcóno 0,05% (CAS 61788-90-7) Otros componentes: Agua desionizada, Alcohol Isopropílico, Tensioactivos No iónicos y aroma. Grupo Químico: Ammonio Cuaternarios. Cuid. No. Reg. 500cc Regist. Nº D-710716 Fabricado y distribuido por: Ambientes Limpios S.A., Av. La Chirca 1000, San Bernardo, Santiago, Chile. Visítanos en: www.excellchile.cl Servicio al Cliente: servicioalcliente@excell.cl +569 6159 4318</p>	
Material	Papel Esmaltado, semibrillante	Papel Esmaltado, semibrillante	PET - PEE	Papel Esmaltado, semibrillante
Tipo	Autoadhesiva, dos etiquetas	Autoadhesiva, dos etiquetas	Doypack	Autoadhesiva, una etiqueta
Largo (mm)	115 ± 2	190 ± 2 / 140 ± 2	261	150 ± 2
Ancho (mm)	77 ± 1	80 ± 2 / 80 ± 2	120	95 ± 1
Color	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
EAN	7805020002415	7805020002446	7805020002477	7805020002460

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	5/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------

ENVASE	FORMATO			
Foto				
Material	PEAD	PEAD	PET - PEE	PEAD
Gramaje (g)	38 ± 1	55 ± 1	N/A	136 ± 1
Tipo	Botella 500 cc	Jarra 900cc	Doypack	Bidón 5 L
Largo (mm)	-	273	120	195 ± 1
Ancho (mm)	109 ± 1	42	67	195 ± 1
Alto (mm)	227 ± 1	100	261	274 ± 1
Color	Blanco	Blanco	Fondo Blanco	Blanco

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	6/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------

TAPA	FOR MATO			
Foto			N/A	



FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	7/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------

Material	Polipropileno	Polipropileno	N/A	Polipropileno
Gramaje (g)	20 ± 1	2,4 ± 0,5	N/A	5 ± 0,5
Tipo	Gatillo	Tapa	N/A	Tapa
Largo (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A
Ancho (mm)	30± 1	30 ± 1	N/A	40 ± 1
Alto (mm)	60 ± 1	18,9 ± 0,4	N/A	23 ± 1
Color	Semitransparente	Semitransparente	N/A	Blanca

	FORMATO			
INSTRUCCIONES	Etiqueta posterior	Etiqueta posterior	Impresión posterior	En etiqueta
Precauciones	Etiqueta posterior	Etiqueta posterior	Impresión posterior	En etiqueta
Composición	Principio Activo: Cloruro de Benzalconio 0,05% (CAS 61788-90-7) Otros componentes: Agua desionizada, Alcohol Isopropílico, Tensoactivos No iónico y fragancia			

UNIDAD DE EMPAQUE	FORMATO			
Tipo	Caja	Caja	Caja	Caja



FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	8/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------

DUN	17805020002412	17805020002443	17805020002474	17805020002467
Material	Cartón corrugado	Cartón corrugado	Cartón corrugado	Cartón corrugado
Espesor (mm)	3	4	3	4
Largo (cm)	30	31,3	32,7	34
Ancho (cm)	21,5	21,5	18,3	18,5
Alto (cm)	28	28,3	27	30
Peso Neto (g)	8000 aprox.	11000 aprox.	6000 aprox.	10400 aprox.
Arte	Logo Excell	Logo Excell	Logo Excell	Logo Excell
Marcado	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.
Método de Cierre	Cinta de embalaje	Cinta de embalaje	Cinta de embalaje	Cinta de embalaje
Unidades por Caja (un)	12	12	12	2
Pictograma	N/A	N/A	N/A	N/A

UNIDAD DE PALLET	IDENTIFICACION DEL PRODUCTO			
	Primera Selección	Primera Selección		Primera Selección
Tipo	Pallet base perimetral, con taco cerrado	Pallet base perimetral, con taco cerrado		Pallet base perimetral, con taco cerrado
Descripción				
Material	Madera	Madera		Madera
Largo (cm)	120 ± 5	120 ± 5		120 ± 5
Ancho (cm)	100 ± 4	100 ± 4		100 ± 4
Alto (cm)	≤120 ± 5	≤120 ± 5		≤120 ± 5
Peso Neto (Kg)	315 aprox.	468 aprox.		468 aprox.
Pictograma	N/A	N/A		N/A
Marcado	N/A	N/A		N/A
Método de Cierre	Film stretch	Film stretch		Film stretch
Unidades por pallets (un)	45 cajas/540 unidades	45 cajas/540 unidades		45 cajas/ 90 unidades



FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	9/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------

ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento	10 - 30 °C
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en condiciones normales de temperatura y humedad, evitar la exposición al sol y al agua.
Estabilidad	2 años desde su elaboración

Referencias: No hay

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS



FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	10/10
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Ve6rsión	Párrafo	Modificación Realizada
08/06/21	1	--	Origen del documento